



Les modalités d'acheminement sont consultables sur le manuel de prélèvement en ligne.

Type de prélèvement	Modèle d'écouvillon	Référence	Commande
Plaie, Lésion, Prélèvement vaginal et Mycoplasmes génitaux, ORL, Périphérique nouveau-né Chlamydiae trachomatis et Gonocoque par PCR	<p>Liquide Amies</p> 	<p>MW176S : bouchon violet – écouvillon standard <i>ou</i> MW177S : bouchon orange – écouvillon fin <i>ou</i> ESWABR1 : bouchon rose – écouvillon standard</p>	Hebdomadaire
Grippe, VRS, Herpès	<p>Virocult</p> 	<p>MW951SENT : bouchon vert – écouvillon fin</p>	A la demande
Prélèvement urétral		ETM	A la demande

Pour tout autre type de prélèvement, s'agissant d'examen sous-traités, le laboratoire fournit, à la demande, les kits spécifiques.