



**Prélèvement réalisé uniquement avec le kit spécifique fourni par le laboratoire des
HDN.**

1. Préparation du préleveur :

- Hygiène des mains par friction hydroalcoolique.
- Port d'Équipement de Protection Individuelle (EPI) pour l'opérateur (masque FFP2, gants à usage unique, lunettes de protection, surblouse manches longues, charlotte).

2. Réalisation de l'écouvillonnage endo-nasal :

- Ecouvillon fourni dans le kit (avec liquide de transport).
- Prévenir le patient qu'il peut avoir un haut-le-cœur ou l'envie d'éternuer pendant la procédure.
- Demander au patient de se moucher.
- Lui demander de tousser.
- Patient assis, dos contre le dossier du siège, **inclinaison de la tête en arrière**.
- Soulever la pointe du nez pour **dégager l'orifice narinaire**.
- Tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige et l'insérer perpendiculairement au plan de la face, sans toucher l'orifice narinaire, le plus loin possible en suivant le plancher de la fosse nasale (environ 4-5 cm chez l'adulte).
- Faire une **rotation douce** avec la tige (5 fois) puis retirer la tige dans un mouvement circulaire.
- Briser la tige au niveau de la rainure en appuyant la tige sur le bord du tube et refermer le bouchon du milieu de transport.

3. Transport des prélèvements jusqu'au laboratoire :

- **Désinfecter** le prélèvement à l'alcool, **l'identifier avec une étiquette** et le mettre dans le sachet.
- Renseigner le bon « Demande de dépistage d'infection par Covid19 » (indispensable), et le placer dans la pochette kangourou du sachet.

Le prélèvement peut être envoyé par pneumatique.

Pour St Vallier : placer le prélèvement dans une glacière avec des eutectiques à +4°C (et non pas congelé).